




Полезные советы: устройство ACE™ в сочетании с насосом MAX™

- 1 Введите устройство **ACE™** поверх катетера **3MAX™** по микропроводнику через проводниковый катетер **NEURON™ MAX 088** так, чтобы оно располагалось на расстоянии примерно 1 – 2 мм от тромба.



- 2 Извлеките микропроводник и коаксиальный катетер
- 3 Присоедините аспирационную трубку **MAX™** к **ACE**. Включите насос **MAX™**
 - Наблюдайте за потоком жидкости в трубке и канистре **MAX™**. Это поможет Вам следить за ходом процедуры.
- 4 Передвиньте устройство **ACE** немного вперед для захвата тромба
 - Поток в канистре должен прекратиться, так как тромб теперь перекрывает устройство **ACE**
- 5 Продолжайте аспирацию (ожидание) в течение 90 секунд
- 6 Проверьте поток жидкости в канистре. Если наблюдается «быстрый поток», произошла частичная или полная аспирация тромба. В противном случае продолжите аспирацию.
 - Опытным путем установлено, что полная реканализация средней мозговой артерии происходит за 3–7 минут
- 7 Если после одного 90-секундного цикла поток не наблюдается, осторожно отведите устройство **ACE** на пару миллиметров назад. Затем проверьте наличие потока. Подождите еще 90 секунд. Это делается для того, чтобы попытаться освободить устройство. Если поток по-прежнему не наблюдается, медленно извлеките устройство **ACE**, продолжая непрерывную аспирацию
 - Одновременно выполните аспирацию шприцем через боковой порт **NEURON MAX**
 - Тромб должен находиться на дистальном конце устройства **ACE**



Penumbra 

www.penumbrainc.com

Penumbra, Inc. USA
1351 Harbor Bay Pkwy
Alameda, CA 94502
USA (США)
1.888.BRAIN.06
1.888.272.4606
Тел.: 1.510.748.3200
Факс: 1.510.748.3232
order@penumbrainc.com
info@penumbrainc.com

Penumbra Europe GmbH
Am Borsigturm 44
13507 Berlin
Germany (Германия)
Тел.: +49 30 2005 676-0
Факс: +49 30 2005 676-10
order@penumbrainc.de
info@penumbrainc.de

Penumbra Neuro Australia PTY LTD
Suite 3, Level 5, 1 Oxford Street
Darlinghurst NSW 2010
Australia (Австралия)
Тел.: +61-1300 817 025
Факс: +61-1300 817 026
order.anz@penumbrainc.com